


**SKÅNES
KOMMUNER**



PRODUKTGUIDE FÖR SITTDYNOR

SKÅNES KOMMUNER
FROM 2022-11-01

1. Förhöjningsdyna	2
2. Coxitdyna	2
3. Sittdyna standard med tryckfördelande egenskaper	3
4. Sittdyna standard komfort med tryckfördelande egenskaper	4
5. Sittdyna med medel positionering och tryckfördelande egenskaper	5
6. Sittdyna med höga lårstöd och tryckfördelande egenskaper	6
7. Sittdyna med sparkfunktion för ett ben och tryckfördelande egenskaper	7
8. Sittdyna standard hög brukarvikt med tryckfördelande egenskaper	8
9. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention komfort med medel positionering, skummaterial	9
10. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention komfort med medel positionering, gelmaterial	10
11. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention stötdämpande	11
12. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med medel positionering och hög luftgenomsläpplighet	12
13. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med plan framkant och hög luftgenomsläpplighet	14
14. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med luftfyllda celler och ventil	16
15. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med luftfyllda celler utan ventil	17
16. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med sittgrop med gel och kombination av annat material	19
17. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med sittgrop med luftfyllda celler och kombination av annat material	20
18. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med möjlighet att anpassa till sparkfunktion	21
20. Hygiendyna med tryckfördelande och/eller tryckavlastande egenskaper	22
21. Hygiendyna med hygienurtag och med tryckfördelande och/eller tryckavlastande egenskaper	23
22. Toaletsittdyna med tryckfördelande och/eller tryckavlastande egenskaper	24
Snabbguide sittdynor	25

1. Förhöjningsdyna

ISO-kod 181006

Beskrivning: Brukaren använder förhöjningsdyna pga svårigheter att resa och sätta sig.

Bima sittdyna/köksdyna lätt

Leverantör: Bima plastteknik AB

www.bimaplastteknik.se

Egenskaper: Stabil och homogen sittdyna i skummaterial.

Skötsel: Överdrag maskintvättas i 60 grader på avigsidan.

Dynbasen torkas av med vatten och tvållösning 40 grader.

Max brukarvikt: 125-150 kg

Storlekar: Höjd: 5-15cm, bredd/djup: 40-50cm

Inköpspris: 230 kr



2. Coxitdyna

ISO-kod 181006

Beskrivning: Brukaren använder coxitdyna för att kunna sitta bra utifrån höft-, knä- och ryggsproblem såsom artros restriktioner och/eller smärta.

Bima coxitdyna lätt med 1/2urtag

Leverantör: Bima plastteknik AB

www.bimaplastteknik.se

Egenskaper: Stabil bakre del och mjukare främre halva sittdyna i skummaterial.

Skötsel: Överdrag maskintvättas i 60 grader på avigsidan.

Dynbasen torkas av med vatten och tvållösning 40 grader.

Max brukarvikt: 125-150 kg

Storlekar: Höjd: 5-15cm, bredd/djup: 40-50cm

Inköpspris: 230 kr



3. Sittdyna standard med tryckfördelande egenskaper

ISO-kod 181006

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol korta stunder till flera timmar per dag.



Curera Contur

Leverantör: Care of Sweden

www.careofsweden.se

Egenskaper: Stabil, komfortabel och tryckfördelande rullstolsdyna.

Skötsel: Dynbasen torkas av med desinfektionsmedel, överdraget maskintvättas i 60 grader med stängd dragkedja.

Max brukarvikt: 70-150kg, beroende på storlek på dynan.

Storlekar: Höjd: 5cm, bredd: 30-65cm, djup: 35-55cm

Tillbehör: Extra överdrag

Inköpspris: 420 kr



4. Sittdyna standard komfort med tryckfördelande egenskaper

ISO-kod 181006

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna korta stunder till flera timmar per dag. Brukaren är känslig mot tryck men har ingen trycksårproblematik.

Bima Combi

Leverantör: Bima plastteknik AB

www.bimaplastteknik.se

Egenskaper: Mjuk och komfortabel rullstolsdyna för brukare som behöver extra stöd och tryckfördelning. Dynan har en formad sittgrop med urtag för sittbensknölar och svanskota. Den har lateralstöd och en tydlig bendelare för ett bra stöd. Finns med plan eller kupad botten.



Skötsel: Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion eller vatten med tvållösning, överdraget maskintvättas i 60 grader med stängd dragkedja.

Max brukarvikt: 125-180kg, beroende på storlek på dynan.

Storlekar: Höjd: 7cm, bredd: 35-60cm, djup: 35/38-55/58cm

Tillbehör: Inkontinensöverdrag

Inköpspris: 560 kr

5. Sittdyna med medel positionering och tryckfördelande egenskaper

ISO-kod 181006

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag. Brukaren har behov av utökat stöd och stabilitet i sittandet.

ROHO AirLITE

Leverantör: Permobil AB

www.permobil.se

Egenskaper: Rullstolsdynan är mjuk och ger ökad sittstabilitet, samt är underhållsfri. Luftkuddar finns inbyggda under sittbensknölnarna för att fördela trycket. Vätskeavvisade överdrag ingår.

Skötsel: Maskintvätta överdrag 60 grader. Dynbasen rengörs med fuktad trasa med vatten och rengöringsmedel.

Max brukarvikt: 136 kg

Storlekar: Höjd: 5-9,5cm, bredd: 33-51cm, djup: 33-45,5cm

Tillbehör: Kupat botteninlägg till hängmattesits.

Inköpspris: 950 kr



6. Sittdyna med höga lårstöd och tryckfördelande egenskaper

ISO-kod 181006

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag. Brukaren har behov av stabilt sittande och utökat stöd för låren

Bima Cubetech

Leverantör: Bima Plasteknik AB

www.bimaplastteknik.se

Egenskaper: Stabil skumdyna för personer som behöver extra stöd. Dynan har en sittgrop med individuella kuber som avlastar sittbensknölar och svanskota. Den har höga lateralstöd och utpräglad bendelare. Ger bra stöd för en brukare som sitter med abducerade höfter.



Skötsel: Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt med vatten och tvållösning. Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.

Max brukarvikt: 125-150kg, beroende på storlek på dynan

Storlekar: Höjd: kupad 9,4-10,4cm, plan 8,5-9,5cm

Bredd: 35-60cm

Djup: 35/38-55/58cm

Tillbehör: Inkontinenshätta

Inköpspris: 850 kr

7. Sittdyna med sparkfunktion för ett ben och tryckfördelande egenskaper

ISO-kod 181006

Beskrivning: Brukaren sitter i rullstol upp till flera timmar per dag. Brukaren förflyttar sig med rullstolen genom att sparka sig fram med hjälp av höger alternativt vänster ben med anledning av exempelvis hemiplegiskt funktionsbortfall

Bima Cubekick

Leverantör: Bima plastteknik AB

www.bimaplastteknik.se

Egenskaper: Komfortabel och stabil skumdyna för personer som behöver stöd för ett hemiplegiskt ben och nersänkning för ett sparkben. Dynan har en sittgrop med individuella kuber som avlastar sittbensknölar och svanskota. Den har högt lateralstöd och utpräglad bendelare som ger bra stöd för ett svagt/paretiskt ben. Finns med urtag för höger respektive vänster sparkben, kan även fås med urtag för båda benen. Finns med plan och kupad botten.



Skötsel: Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt med vatten och tvållösning. Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling

Max brukarvikt: 125-150kg, beroende på storlek på dynan

Storlekar: Höjd: kupad 9,4cm, plan 8,5cm, 4cm under sparkbenet

Bredd: 35-60cm

Djup: 35/38-55/58cm

Tillbehör: Inkontinenshätta

Inköpspris: 1600 kr

8. Sittdyna standard hög brukarvikt med tryckfördelande egenskaper

ISO-kod 181006

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol korta stunder till flera timmar per dag.

Stealth Spectrum Foam

Leverantör: Salubrious AB

www.salubrious.se

Egenskaper: Anatomiskt formad skumdyna med sittgrop. Överdel av tryckfördelande trögskum. Inkontinensskyddad med inre överdrag. Luftgenomsläppligt yttre mesh-överdrag.

Skötsel: Rengör dynstommen med mildt rengöringsmedel och vatten eller vid behov med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel avsett för detta ändamål. Överdrag tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Inkontinensöverdrag desinficeras för hand alt tvättas i maskin 60°C.

Max brukarvikt: 295 kg.

Storlekar: Höjd: 7cm, bredd: 50-80cm, djup: 40-70cm

Inköpspris: 2095 kr



9. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention komfort med medel positionering, skummaterial

ISO-kod 043303

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag och ett trycksårsförebyggande underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomst av trycksår eller för att ge tryckavlastning. Brukaren har svårigheter med att behålla och/eller variera position i rullstolen.

Bima Conform

Leverantör: Bima plastteknik AB

www.bimaplastteknik.se

Egenskaper: Rullstolsdyna som passar personer som har medel risk att utveckla trycksår. Det viskoelastiska skummet under sittbensknölna formar sig mjukt och naturligt efter brukaren som sitter på dynan. En individuell sittgrop skapas och tillsammans med överdraget motverkas skjuvning. Sittdynan har kupad eller plan botten.

Skötsel: Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion eller vatten med tvållösning, överdraget maskintvättas i 60 grader med stängd dragkedja.

Max brukarvikt: 130-150kg, beroende på storlek på dynan

Storlekar: Höjd: 8/9cm, bredd: 35-60cm, djup: 35/38-55/58cm

Tillbehör: Inkontinensöverdrag

Inköpspris: 850 kr



10. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention komfort med medel positionering, gelmaterial

ISO-kod 043303

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag och ett trycksårsförebyggande underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomst av trycksår eller för att ge tryckavlastning. Brukaren har svårigheter med att behålla och/eller variera position i rullstolen.

Stealth Solution

Leverantör: Salubrious AB

www.salubrious.se

Egenskaper: Skumdyna. Underdelen har en utskuren sittgrop fylld med tryckfördelande gel och överdelen består av trögskum. Coolcore, ett luftgenomsläppligt och temperaturreglerande överdrag, och ett inkontinensskyddat inre överdrag ingår.

Skötsel: Rengör dynbasen med mjuk fuktig trasa och utspädd tvållösning eller mildt desinfektionsmedel. Yttre svarta överdraget tvättas i maskin på 60°C. Hängtorka eller torka i torkskåp på låg temperatur, max 30°C.

Max brukarvikt: 160 kg

Storlekar: Höjd: 7cm, bredd: 30-60cm, djup: 30-60cm

Tillbehör: Luftgenomsläppligt/mesh överdrag

Inköpspris: 1039 kr



11. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention stötdämpande

ISO-kod 043303

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag och ett trycksårsförebyggande underlag är nödvändig för att förhindra uppkomst av trycksår eller för att ge tryckavlastning. Brukaren är stötkänslig när rullstolen körs på ojämnt underlag.

Bima fjäder

Leverantör: Bima Plastteknik AB

www.bimaplastteknik.se

Egenskaper: Sittdyna bestående av skumbas med låg bendelare samt med fjäderkassett i sittgropen. Fjäderkassetten i sittgropen avlastastar och skonar rygg och svanskota vid transport på ojämna underlag. Heltäckande överdrag av svart stretchig velour som förhindrar glidning framåt. En inkontinensskyddad hätta ingår. Finns med både plan och kupad botten.



Skötsel: Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.

Max brukarvikt: 125-150 kg, beroende på storlek på dynan

Storlekar: Höjd: 10cm, bredd: 35-60cm, djup: 35-55cm

Inköpspris: 1200 kr

12. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med medel positionering och hög luftgenomsläpplighet

ISO-kod 043303


Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag och ett trycksårsförebyggande underlag är nödvändig för att förhindra uppkomst av trycksår eller för att ge tryckavlastning. Brukaren är aktiv och har behov av att ta med sig rullstol och sittdyna i bil.

Stimulite Slimline extra sensitive

Leverantör: Göran Sjödén Rehab Distribution

www.rehabshop.se

Egenskaper: Sittdyna bestående av polyuretan i bikakestruktur vilket leder till hög luftgenomsläpplighet och tryckfördelning. Tryckfördelande lätt konturerad dyna. Den avlastar tryck via cellkonstruktionens förmåga att fördela och distribuera vikt genom att den formar sig efter kroppen. Finns med både plan och rundad bottenplatta. Dynan har låg vikt.



Skötsel: Handtvättas med mild tvättmedel, skölj med vatten och skakas torr. Maskintvättas i 40 grader fintvätt, torktumlas torr/låg värme. Virkonlösning kan användas för rengöring från MRSA-bakterier. Vid behov kan dynan även tvättas i 60 grader, i max 30 min.

Max brukarvikt: 130 kg

Storlekar: Höjd: 6cm, bredd: 36-51cm, djup: 36-51cm

Tillbehör: Inkontinensskydd som placera under dynan.

Inköpspris: 4800 kr

Stimulite Contoured extra sensitive

Leverantör: Göran Sjödén Rehab Distribution

www.rehabshop.se

Egenskaper: Sittdyna bestående av polyuretan i bikakestruktur vilket leder till hög luftgenomsläpplighet och tryckfördelning. Tryckfördelande mer konturerad dyna med sittgrop, lårstöd och bendelare. Den avlastar tryck via cellkonstruktionens förmåga att fördela och distribuera vikt genom att den formar sig efter kroppen och vara stötupptagande, upp till hög risk. Finns med både plan och rundad bottenplatta. Dynan har låg vikt.

Skötsel: Handtvättas med mild tvättmedel, skölj med vatten och skakas torr. Maskintvättas i 40 grader fintvätt, torktumlas torr/låg värme. Virkonlösning kan användas för rengöring från MRSA-bakterier. Vid behov kan dynan även tvättas i 60 grader, i max 30 min.

Max brukarvikt: 130 kg

Storlekar: Höjd: 8cm, bredd: 36-51cm, djup: 36-51cm

Tillbehör: Inkontinensskydd som placera under dynan.

Inköpspris: 5800 kr



13. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med plan framkant och hög luftgenomsläpplighet

ISO-kod 043303

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag och ett trycksårsförebyggande underlag är nödvändig för att förhindra uppkomst av trycksår. Brukaren är aktiv och har behov av att ta med sig rullstol och sittdyna i bil.

Stimulite Classic extra sensitive

Leverantör: Göran Sjödén Rehab Distribution

www.rehabshop.se

Egenskaper: Sittdyna bestående av polyuretan i bikakestruktur vilket leder till hög luftgenomsläpplighet och tryckfördelning. Plan framkant för att underlätta sidoförflyttningar. Tryckfördelande dyna. Den avlastar tryck via cellkonstruktionens förmåga att fördela och distribuera vikt genom att den formar sig efter kroppen. Finns med både plan och rundad botten. Dynan har låg vikt.



Skötsel: Handtvättas med mild tvättmedel, skölj med vatten och skakas torr. Maskintvättas 40 grader fintvätt, torktumlas torr/låg värme. Virkonlösning kan användas för rengöring från MRSA-bakterier. Vid behov kan dynan även tvättas i 60 grader, i max 30 min.

Max brukarvikt: 130 kg

Storlekar: Höjd: 6cm, bredd: 36-51cm, djup: 36-51cm

Tillbehör: Inkontinensskydd som placera under dynan.

Inköpspris: 5100 kr

Stimulite Smart

Leverantör: Göran Sjödén Rehab Distribution

www.rehabshop.se

Egenskaper: Tryckfördelande dyna via cellkonstruktionens förmåga att fördela och distribuera vikt genom att den formar sig efter kroppen. Plan framkant för att underlätta sidoförflyttningar. Dynan har låg vikt.

Skötsel: Handtvättas med mild tvättmedel, skölj med vatten och skakas torr. Maskintvättas 40 grader fintvätt, torktumlas torr/låg värme. Virkonlösning kan användas för rengöring från MRSA-bakterier. Vid behov kan dynan även tvättas i 60 grader, i max 30 min.

Max brukarvikt: 130 kg

Storlekar: Höjd: 5cm, bredd: 33-51cm, djup: 36-51cm

Tillbehör: Inkontinensskydd som placeras under dynan.

Inköpspris: 3700 kr



14. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med luftfyllda celler och ventil

ISO-kod 043303

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna i rullstol upp till flera timmar per dag och ett trycksårsförebyggande underlag är nödvändig för att förhindra uppkomst av trycksår eller för att ge tryckavlastning för att underlätta sårhäkning. Brukaren har svårighet med att bibehålla och/eller variera position i rullstolen. Brukaren kan även ha behov av positionering i sittande.

Starlock 10 och 13

Leverantör: Etac Sverige AB

www.etac.com/sv-se/

Egenskaper: Luftdyna med separata celler för stor möjlighet till positionering samt tryckfördelning upp till mycket hög risk. De separata cellerna som gör att varje luftcell går att låsa var och en för sig genom ett smart-locksysteem som styrs via en pump på dynans framsida. Detta gör att dynan kan positionera brukaren individuellt. På grund av dynans höjd finns det möjlighet att sjunka ner långt i dynan och därmed få en stor tryckfördelande yta.



Skötsel: Enligt tillverkaren bör dynan regelbundet inspekteras och justeras för korrekt luftfyllning och hur mycket brukaren sjunker ner i sittdynan vid sittande.

Rengöring; stäng alltid dynans ventil till att börja med! Handtvätt av dynan i ljummet vatten med flytande diskmedel, tvättmedel, såpa eller allrengöringsprodukter. Vid desinfektion låt dynan ligga i en lösning med en del hushållsklorin och nio delar varmt vatten i ca 10 min, därefter skölj av och låt torka.

Överdraget maskintvättas i varmt vatten (högst 60°C) med ett mildt tvättmedel och med liknande färger. Får inte klorblekas. Skölj kallt vatten och torktumla i låg temperatur eller hängtorka.

Max brukarvikt: Ingen maxvikt, men dynans storlek måste anpassas till brukarens storlek

Storlekar: Höjd: 10 eller 13cm (oinställd), bredd: 26-67cm, djup: 26-61cm

Tillbehör: Hygienöverdrag

Inköpspris: 2395 kr (10cm) alternativ 2995 kr (13cm)

15. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med luftfyllda celler utan ventil

ISO-kod 043303

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna upp till flera timmar per dag och ett trycksårsförebyggande underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomst av trycksår eller för att ge tryckavlastning för att underlätta sårhäkning. Brukaren har svårigheter med att bibehålla och/eller variera position i rullstol. Brukaren kan ha behov av positionering i sittande.



Vicair Adjuster O2 10 och 12

Leverantör: Invacare AB

www.invacare.com

Egenskaper: Sittdynan innehåller tetraformade luftceller, SmartCells, med mycket låg friktion och runda hörn. Cellerna glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppsformen. Dyna är indelad i 5 sektioner för individuella anpassningar för positionering och tryckfördelning.

Skötsel: Enligt tillverkaren bör regelbunden kontroll av dynan göras. Maskintvätt 60 grader med Smartcells kvar i dyna. Får ej kemtvättas. Ska lufttorkas, ej torktumlas

Max brukarvikt: 250kg

Storlekar: Höjd:10cm eller 12cm, bredd: 35-60cm, djup: 40-60cm

Tillbehör: Inkontinensöverdrag

Inköpspris: 3771 kr (10cm) alternativt 4371 kr (12cm)

Vicair Vector O2 10

Leverantör: Invacare AB

www.invacare.com

Egenskaper: Sittdynan innehåller tetraformade luftceller, SmartCells, med mycket låg friktion och runda hörn. Cellerna glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppsformen. Dyna är indelad i 9 sektioner där de två sidosektionerna ger ökad stabilitet för bäckenet och förhindrar utåtrotation av låren. De främre sektionerna stabiliserar låren, förhindrar inåtrotation och motverkar nedglidning



Skötsel: Enligt tillverkaren bör regelbunden kontroll av dynan göras. Maskintvätt 60 grader med Smartcells kvar i dyna. Får ej kemtvättas. Ska lufttorkas, ej torktumlas.

Max brukarvikt: 250kg

Storlekar: Höjd: 10cm, bredd: 35-50cm, djup: 40-50 cm

Tillbehör: Inkontinensöverdrag

Inköpspris: 3771:-

16. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med sittgrop med gel och kombination av annat material

ISO-kod 043303

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna upp till flera timmar per dag och ett trycksårspåbyggande underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomst av trycksår eller för att ge tryckavlastning för att underlätta sårhäkning. Brukaren har svårigheter med att bibehålla och/eller variera position i rullstol. Brukaren kan ha behov av positionering i sittande.

Jay Balance P Fluid

Leverantör: Sunrise Medical AB

www.sunrisemedical.se

Egenskaper: Tryckavlastande stabil dyna med gelinlägg i sittgropen. Dynbasen består utav en undre stabil dynbas samt ett övre mjukare skumskikt. För positionering finns positioneringsdelar som placeras i det inre överdraget.



Skötsel:

Basen, torkas av med fuktig trasa med mildt rengöringsmedel. Lufttorkas eller torkas i torkskåp.

Gelinlägg, torkas av med varmt vatten och tvål/mildt rengöringsmedel

Överdrag, vänd ut och in, drag åt blytlåsen till hälften, maskintvätta 70 grader, dropptorka eller tumla på låg värme. Får ej kemtvättas.

Max brukarvikt: 150kg bredd 34-50cm, 225kg bredd 56-60cm

Storlekar: Höjd: 8,5cm, bredd: 34-60cm, djup: 34-60cm

Tillbehör: Inkontinensöverdrag, positionerings-kit, höftuppbyggare

Inköpspris: 2893 kr

17. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med sittgrop med luftfyllda celler och kombination av annat material

ISO-kod 043303

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna upp till flera timmar per dag och ett trycksårsförebyggande underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomst av trycksår eller att ge tryckavlastning för att underlätta sårhäkning. Brukaren har svårigheter med att bibehålla och/eller variera position i rullstol. Brukaren kan ha behov av positionering i sittande.

Vicair Active O2 6 och 9

Leverantör: Invacare AB

www.invacare.com

Egenskaper: Den främre delen av dyna är uppbyggd av ett ergonomiskt format skum för att underlätta förflyttningar och skapa stabilitet. Den bakre delen består av fyra sektioner med SmartCells, små tetraformade luftceller. Cellerna glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppsformen.



Skötsel: Enligt tillverkaren bör regelbunden kontroll av dynan göras. Maskintvätt 60 grader med Smartcells kvar i sektionerna. Får ej kemtvättas. Ska lufttorka, ej torktumlas. Torka av skumbasen med desinfektionsspray.

Max brukarvikt: 200kg

Storlekar: Höjd: 6cm alternativt 9cm, bredd: 35-50cm, djup: 40-50cm

Tillbehör: Inkontinensöverdrag

Inköpspris: 3603 kr

18. Sittdyna avsedd för trycksårsprevention med möjlighet att anpassa till sparkfunktion

ISO-kod 043303

Beskrivning: Brukaren sitter på sittdyna upp till flera timmar per dag och ett trycksårsförebyggande underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomst av trycksår eller för att ge tryckavlastning för att underlätta sårhäkning. Brukaren har svårigheter med att bibehålla och/eller variera position i rullstol. Brukaren förflyttar sig med rullstolen genom att sparka sig fram med hjälp höger/vänster ben.

Vicair Vector O2 6

Leverantör: Invacare AB

www.invacare.com

Egenskaper: Sittdynan innehåller tetraformade luftceller, SmartCells, med mycket låg friktion och runda hörn. Cellerna glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppsformen. Dynan är indelad i 9 sektioner där de två sidosektionerna gör ökad stabilitet för bäckenet och förhindrar utåttrotation av låren. De främre sektionerna stabiliserar låren, förhindrar inåttrotation och motverkar nedglidning.



Skötsel: Enligt tillverkaren bör regelbunden kontroll av dynan göras. Maskintvätt 60 grader med Smartcells kvar i dyna. Får ej kemtvättas. Ska lufttorkas, ej torktumlas.

Max brukarvikt: 250kg

Höjd/storlek: Höjd: 6cm, bredd: 35-50cm, djup: 40-50cm

Tillbehör: Inkontinensöverdrag


Inköpspris: 3771 kr

20. Hygiendyna med tryckfördelande och/eller tryckavlastande egenskaper

Anpassningsplatta plan 1,3cm och 0,6cm

Leverantör: Hea Medical AB

Inköpspris: 700 kr (1,3cm) alternativt 546 kr (0,6cm)



Anpassningsplatta med kuber

Leverantör: Hea Medical AB

Inköpspris: 1082 kr

Roho sittdyna dusch LP

Leverantör: Permobil AB

Inköpspris: 3500 kr



Gel Ovation Dimensionell Geldyna

Leverantör: Salubrious AB

Inköpspris: 1435-3025 kr beroende på storlek




21. Hygiendyna med hygienurtag och med tryckfördelande och/eller tryckavlastande egenskaper

Action mjuksits för hygienstol / mjuksits öppen för hygienstol

Leverantör: Hea Medical AB

Inköpspris: 935 kr (mjksits) alternativt 1197 kr (mjksits öppen)



Vicair Liberty hygien inkl fästband / sugproppar

Leverantör: Invacare AB

Inköpspris: 1754 kr



Vicair hygien

Leverantör: Invacare AB

Inköpspris: 3256 kr



Roho sittdyna dusch LP

Leverantör: Permobil AB

Inköpspris: 3500 kr



Gel Oventions Geldyna hygien och duschstol universal

Leverantör: Salubrious AB

Inköpspris: 3090 kr



22. Toalettsittdyna med tryckfördelande och/eller tryckavlastande egenskaper

Vicair Liberty hygien / toadyna Inkl fästband

Leverantör: Invacare AB

Inköpspris 1754 kr



Roho sittdyna toalett

Leverantör: Permobil AB

Inköpspris: 2900 kr



Gel Ovation's Gel toalettsittdyna universal

Leverantör: Salubrious AB

Inköpspris: 1895 kr



Snabbguide sittdynor

ISO-kod 18 10 06							
Risk	Dyna	Leverantör	Positi	Höjd under lå	Max brukar	Pris	Egenskaper
LÅG	Curera Contur	Care of Sweden		5 cm	70-150 kg	420 kr	Standarddyna med inkontinensskyddad dynbas.
	Bima Combi	Bima Plastteknik		7 cm	125-180 kg	560 kr	Mjuk och komfortabel standarddyna.
MELLAN	Roho Airlite	Permobil		5 cm	136 kg	950 kr	Enklare dyna med luftceller i sittgruppen.
	Bima Cubetech	Bima Plastteknik		plan 8,5-9,5 cm kupad 9,4-10,4 cm	125-150 kg	850 kr	Dyna med höga lårstöd och bendelare för stabilt sittande.
	Bima Cubekick	Bima Plastteknik		kupad 9,4 cm sparksida 4 cm	125-150 kg	1 600 kr	Stabil dyna med högt lårstöd för hemiplegiskt ben och nedsänkning för sparkben. Finns med nedsänkning för höger, vänster samt båda sidor.
	Stealth Spectrum Foam	Salubrious		7 cm	125-150 kg	2 095 kr	Standarddyna för högre brukarvikt. Inkontinensskyddad med inre överdrag.
ISO-kod 04 33 03							
Risk	Dyna	Leverantör	Positi	Höjd under lå	Max brukar	Pris	Egenskaper
MELLAN	Bima Conform	Bima Plastteknik		7 cm	130-150 kg	850 kr	Skumbas med viskoelastiskt skum i sittgruppen.
	Stealth Solution	Salubrious		7 cm	160 kg	1 039 kr	Mjuk och komfortabel. Har ett luftigt och temperaturreglerande överdrag
	Bima Fjäder	Bima Plastteknik		10 cm	125-150 kg	1 200 kr	Upplevs som mjuk och stötdämpande.
	Stimulite Slimline	Rehabshop		6 cm	130 kg	4 800 kr	Anatomiskt formad dyna som avleder fukt och värme. Inkontinensunderlägg finns som tillbehör.
	Stimulite Contoured	Rehabshop		8 cm	130 kg	5 800 kr	Anatomiskt formad dyna som avleder fukt och värme. Inkontinensunderlägg finns som tillbehör.
	Stimulite Classic	Rehabshop		6 cm	130 kg	5 100 kr	Plan dyna som avleder fukt och värme. Inkontinensunderlägg finns som tillbehör.
	Stimulite Smart	Rehabshop		5 cm	130kg	3 700 kr	Plan dyna som avleder fukt och värme. Inkontinensunderlägg finns som tillbehör.
MELLAN	Vicair Active O2 6	Invacare	I dynan	6 cm	200 kg	3 603 kr	Dyna med en stabil framkant i skummaterial och luftfyllda tetror i sittgruppen. Positionering genom att man flyttar tetror mellan fyra olika löstagbara fack.
	Vicair Active O2 9	Invacare	I dynan	10 cm	200 kg	3 771 kr	Dyna med en stabil framkant i skummaterial och luftfyllda tetror i sittgruppen. Positionering genom att man flyttar tetror mellan fyra olika löstagbara fack.
	Vicair Vector O2 6	Invacare	I dynan	6 cm	250 kg	3 771 kr	Låg dyna med luftfyllda tetror. Positionering genom att man flyttar tetror mellan nio olika fack
HÖG	Starlock 10	Etac	I dynan	10 cm (ej inställd)	Obegränsad	2 395 kr	Dyna med luftfyllda celler i "gräddbulleform". Har lika många låsbara kamrar som det finns celler med obegränsade positioneringsmöjligheter. Har bra tryckfördelande förmåga. Finns en "seghet" i inställningen som man måste vänta ut.
	Starlock 13	Etac	I dynan	13 cm (ej inställd)	Obegränsad	2 995 kr	Hög dyna med luftfyllda celler i "gräddbulleform". Har lika många låsbara kamrar som det finns celler med obegränsade positioneringsmöjligheter. Har bra tryckfördelande förmåga. Finns en "seghet" i inställningen som man måste vänta ut.
	Vicair Adjuster O2 10	Invacare	I dynan	10 cm	250 kg	3 771 kr	Dyna med luftfyllda "tetror". Positionering genom att man flyttar tetror mellan fem olika fack
	Vicair Adjuster O2 12	Invacare	I dynan	12 cm	250 kg	4 371 kr	Dyna med luftfyllda "tetror". Positionering genom att man flyttar tetror mellan fem olika fack
	Vicair Vector O2 10	Invacare	I dynan	10 cm	250 kg	3 771 kr	Dyna med luftfyllda "tetror". Positionering genom att man flyttar tetror mellan nio olika fack
	Jay Balance P Fluid	Sunrise Medical	I dynan och med tillbehör		8,5 cm	150/225 kg	2 893 kr