


**SKÅNES  
KOMMUNER**



**PRODUKTGUIDE FÖR  
PERSONLYFT /  
LYFTSELE**

SKÅNES KOMMUNER  
FRÅN OCH MED 2024-03-01

## Innehåll

<b>1. Mobil personlyft.....</b>	<b>3</b>
<i>Birdie Evo.....</i>	<i>3</i>
<b>2. Mobil personlyft för brukare med hög vikt .....</b>	<b>4</b>
<i>Eva 600EE.....</i>	<i>4</i>
<b>3. Fristående stationär personlyft .....</b>	<b>5</b>
<i>King med bytmotor GH1 205.....</i>	<i>5</i>
<b>4. Tak- och väggmonterad stationär personlyft.....</b>	<b>6</b>
<i>Molift Air 200 .....</i>	<i>6</i>
<b>5. Lyftsele axelhög rygg med delade benstöd.....</b>	<b>7</b>
<i>Basic Sling.....</i>	<i>7</i>
<b>6. Lyftsele hög rygg med delade benstöd .....</b>	<b>8</b>
<i>HighBackSling.....</i>	<i>8</i>
<b>7. Lyftsele låg rygg med delade benstöd .....</b>	<b>9</b>
<i>LowBackSling.....</i>	<i>9</i>
<b>8. Övriga lyftselar.....</b>	<b>10</b>

# 1. Mobil personlyft

ISO-kod: 12 36 03

Användningsområde: Förskrivs till person som inte klarar överflyttning med enklare förflyttning/överflyttningshjälpmedel.

## Birdie Evo

Leverantör: Invacare

Länk: [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Leverantörens artikelnummer: 1650126

**Beskrivning:** Lyften är i standardutförande utrustad med 2-punktsbygel 450mm med snabbkoppling, bygeln kan rotera 360°. Lyftmotor och benbreddning sköts med löstagbar handkontroll. Lyften är utrustad med 100mm hjul. Lyften kan fällas ihop och monteras upp igen utan behov av verktyg. Vid behov kan lyftarmen tas isär från underredet utan verktyg.

**Tillbehör:** 2-punktsbyglar 350, 550 mm med snabbkoppling, 4-punktsbyglar 350, 450, 550 mm med snabbkoppling. Våg med snabbkoppling.

Övriga tillbehör se webbsida.

**Skötsel:** Produkten kräver årlig besiktning. Batterier ska laddas regelbundet enligt bruksanvisning.

**Max brukarvikt:** 180 kg

**Vikt:** 40 kg

**Lyftintervall:** 41,5–166,0 cm

**Bredd:** 64 cm

**Längd:** 122 cm

**Inköpspris:** 9686:-



## 2. Mobil personlyft för brukare med hög vikt

ISO-kod: 12 36 03

Användningsområde: Förskrivs till person som inte klarar överflyttning med enklare förflyttning/överflyttningshjälpmedel.

### Eva 600EE

Leverantör: Direct Healthcare Group

Länk: [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)

Leverantörens artikelnummer: 60100003

**Beskrivning:** Lyften är i standardutförande utrustad med 2-punktsbygel 550mm, bygeln kan rotera 360°. Lyftmotor och benbreddning sköts med löstagbar handkontroll. Lyften är utrustad med 100mm hjul.

**Tillbehör:** 2-punktsbygel 350mm och 450mm, 4-punktsbygel, våg.

Övriga tillbehör se webbsida.

**Skötsel:** Produkten kräver årlig besiktning. Batterier ska laddas regelbundet enligt bruksanvisning.

**Max brukarvikt:** 270 kg

**Vikt:** 39 kg

**Lyftintervall:** 50–181 cm

**Bredd:** 75 cm

**Längd:** 115 cm

**Inköpspris:** 12 600:-



### 3. Fristående stationär personlyft

ISO-kod: 12 36 18

Användningsområde: Förskrivs till person som inte klarar överflyttning med enklare förflyttning/överflyttningshjälpmedel.

#### King med lyftmotor GH1 205

Leverantör: Guldmann

Länk: [www.guldmann.com](http://www.guldmann.com)

**Beskrivning:** Fristående enkelskensystem med lyftmotor GH1 205.

Skensystemet kan justeras inom intervallet 210–280 cm (höjd) respektive 272–389 cm (bredd yttermått för längd 2,5m). Systemet monteras inte permanent på väggar eller i tak. Lyftmotor med 2-punktsbygel 440mm med snabbkoppling.

**Tillbehör:** 2-punktsbygel med snabbkoppling 340mm och 530mm, kryssbygel, våg, lyftmotor för högre vikt (255kg).

Övriga tillbehör se webbsida.

**Skötsel:** Produkten kräver en årlig besiktning. Batterier ska laddas regelbundet enligt bruksanvisning.

**Max brukarvikt skensystem:** 250 kg

**Max brukarvikt lyftmotor:** 205 kg

**Vikt:**

Motor 8 kg

Stativ: totalt 52 kg (ben 13,5 kg/st.)

**Inköpspris:**

Fristående enkelskensystem King: 9236:-

Leverantörens artikelnummer: 556000 (längd 2m)

553000 (längd 2,5m)

556297 (längd3m)

Lyftmotor GH1 205 inklusive lyftbygel: 7859:-

Leverantörens artikelnummer: SEGH1B44



## 4. Tak- och väggmonterad stationär personlyft

ISO-kod: 12 36 12

Användningsområde: Förskrivs, för varaktigt bruk, till person som inte klarar överflyttning med enklare förflyttning/överflyttningshjälpmedel.

### Molift Air 200

Leverantör: Etac

Länk: [www.etac.com](http://www.etac.com)

**Beskrivning:** Lyftmotor med 2-punktsbygel 450mm med snabbkoppling. Lyftmotorn har en snabbkoppling för infästning i fasta tak- och väggmonterade skenor. Skensystemet monteras permanent i väggar eller i tak. Projektering med offert krävs inför en installation av tak- och väggmonterad stationärt skensystem.

**Tillbehör:** 2-punktbygel 350mm och 550mm med snabbkoppling, 4-punktbygel 350mm, 450mm, 550mm med snabbkoppling, våg med snabbkoppling.

Övriga tillbehör se webbsida,

**Skötsel:** Produkten kräver en årlig besiktning. Batterier ska laddas regelbundet enligt bruksanvisning.

**Max brukarvikt:** 200 kg

#### Inköpspris:

Lyftmotor Molift Air 200: 6400:-.

Leverantörens artikelnummer: M26201.

Lyftbygel 2-punkt 450mm 1830042: 395:-.

Leverantörens artikelnummer: 1830042.

Åkvagn: 495:-

Leverantörens artikelnummer: 2520000.

Skensystem för tak- och väggmontering pris enligt offert.

Fast pris för montering: 3000:- per skensystem.



## 5. Lyftsele axelhög rygg med delade benstöd

ISO-kod: 12 36 21

Användningsområde: Lyftsele förskrivs till person som förflyttas med personlyft.

### Basic Sling

Leverantör: Human Care

Länk: [www.humancaregroup.se](http://www.humancaregroup.se)

**Beskrivning:** Lyftselen kan användas i de flesta lyftsituationer och passar brukare med mindre bra bålstabilitet.

Lyftselen finns i polyester och polyesternät och storlekar Junior S, Junior M, S, M, L och XL.

**Tillbehör:** se webbsida.

**Skötsel:** Periodisk inspektion måste genomföras minst var 6:e månad.

Skadad lyftutrusning får inte användas. Maskintvätt 60 C enligt instruktion på lyftselen.

**Max brukarvikt:** 250 kg

**Inköpspris:** 515:-



## 6. Lyftsele hög rygg med delade benstöd

ISO-kod: 12 36 21

Användningsområde: Lyftsele förskrivs till person som förflyttas med personlyft.

### HighBackSling

Leverantör: Direct Healthcare Group

Länk: [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)

**Beskrivning:** Lyftselen kan användas i de flesta lyftsituationer och passar brukare med behov av extra stöd för huvudet. Lyftselen kan även användas vid lyft från liggande på golv.

Lyftselen finns i polyester och polyesternät och storlekar XXS, XS, S, M, L, XL och XXL

**Tillbehör:** se webbsida.

**Skötsel:** Periodisk inspektion måste genomföras minst var 6:e månad.

Skadad lyftutrusning får inte användas. Maskintvätt 60 C enligt instruktion på lyftselen.

**Max brukarvikt:** 200 kg

**Inköpspris:** 540:-





## 7. Lyftsele låg rygg med delade benstöd

ISO-kod: 12 36 21

Användningsområde: Lyftsele förskrivs till person som förflyttas med personlyft.

### LowBackSling

Leverantör: Direct Healthcare Group

Länk: [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)

**Beskrivning:** Lyftselen kan användas i de flesta lyftsituationer och passar brukare med bålstabilitet.

Lyftselen finns i polyester och polyesternät och storlekar XXS, XS, S, M, S, M, L, XL och XXL.

**Tillbehör:** se webbsida.

**Skötsel:** Periodisk inspektion måste genomföras minst var 6:e månad.

Skadad lyftutrusning får inte användas. Maskintvätt 60 C enligt instruktion på lyftselen.

**Max brukarvikt:** 200 kg

**Inköpspris:** 420:-



## 8. Övriga lyftselar

ISO-kod: 12 36 21

Användningsområde: Lyftsele förskrivs till person som förflyttas med personlyft.

### Leverantörer:

Direct Healthcare Group

Länk: [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)

Guldmann

Länk: [www.guldmann.com](http://www.guldmann.com)

Human Care

Länk: [www.humancaregroup.se](http://www.humancaregroup.se)

Invacare

Länk: [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

**Beskrivning:** I denna grupp ingår de flesta av ovan nämnda leverantörers lyftselar förutom låga, axelhöga och höga lyftselar med delade benstöd.

För mer information om vilka lyftselar som avtalats, priser och leveranstider se avtalskatalog på Skånes Kommuners hemsida.

I första hand ska avtalad lyftsele med låg, axelhög eller hög rygg och delade benstöd förskrivas.

### Vid inköp av övriga selar sker valet enligt följande:

1. Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin profession och identifierar den/de lyftselar som uppfyller brukarens behov. Om mer än en lyftsele uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på
2. Handhavandet av lyftselen. Lyftselen skall vara så utformad att möjligheten att göra fel vid användningen minimeras.

### Om mer än en lyftsele kvarstår tittar förskrivaren på:

3. Leveranstiden i förhållande till behovet. Därefter väljs lyftsele med lägst pris.