



Produktguide för överflyttningshjälpmedel

Skånes Kommuners avtal
Från och med 2025-01-01

Innehåll

1. Glidlakan.....	4
Glidlakan SatinSheet.....	4
Glidlakan SatinSheet 2D Corner resår i hörn.....	4
Tillbehör.....	5
2. Förflyttningssystem.....	6
Förflyttningssystem med handtag: 4WayGlide system.....	6
Förflyttningssystem med inkontinensskydd, 2-delad glidmatta och handtag: TwinSheet4Glide.....	7
3. Överflyttningsplattform.....	8
Molift Raiser Pro.....	8
Tillbehör.....	8
4. Överflyttningsplattform med sittstöd.....	9
Sara Stedy.....	9
5. Stöd- och vändhandtag.....	10
Uppresningsstöd.....	10
6. Fristående lyftbåge.....	11
Lyftbåge med sänglåsning.....	11
7. Stödstång.....	12
Gripo Alu.....	12
8. Stödbälte.....	13
Supportbelt.....	13
Öppet stödbälte.....	14
Stödbälte med stuss-stöd.....	14
9. Glidbrädor och glidskivor.....	15
Glidbräda EasyGlide.....	15
Glidskiva EasyGlide Oval / Oval mini.....	16
10. Vridplattor.....	17
Hård vridplatta TurnTable.....	17
Mjuk vridplatta TurnTable Soft.....	17
Vridplatta AutoSlide för bil.....	18
11. Glidtyg.....	19
Glidtyg.....	19
Glidtyg polstrad.....	19
Glidtyg OneWaySlide.....	20
12. Repstege.....	21
Repstege Readygrip.....	21

Flexigrip.....	21
13. Antihalk och förhöjningsplattor	22
Antihalkmatta.....	22
Förhöjningsplatta.....	23

1. Glidlakan

ISO-kod: 12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning

Användningsområde: Förskrivs till person som har svårt att genomföra förflyttning och/eller överflyttning självständigt eller med hjälp.

Glidlakan SatinSheet

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.com/sv

Beskrivning: Glidlakanet har en glidyta (satin) med låg friktion i mitten, vilket möjliggör självständig förflyttning i sidled. Sidorna är av polyester/bomull som ger högre friktion, vilket minimerar risken för att patienten glider ur sängen.

Skötsel: Maskintvätt 80°C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Strykning förbättrar glidförmågan. Använd inte sköljmedel eller klorin.

Glidlakan SatinSheet 2D Corner resår i hörn

SatinSheet 2D	Midi	Midi	Midi
Storlek (cm)	85x200	105x200	120x200
Glidyta (cm)	65x140	80x140	90x140
Artikelnummer	IM4157S	IM4158S	IM4187S



Inköpspris: 250:-

SatinSheet 2D	Maxi	Maxi	Maxi
Storlek (cm)	85x200	105x200	120x200
Glidyta (cm)	65x200	80x200	90x200
Artikelnummer	IM4107S	IM4147S	IM4137S



Inköpspris: 255:-

Tillbehör

Skötsel: Maskintvätt 80°C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Strykning förbättrar glidförmågan. Använd inte sköljmedel eller klorin.

Max brukarvikt: 200kg

Draglakan

Beskrivning: draglakan som används för assistans vid sidledes förflyttningar och vändning i säng. Draglakanen är utformade för att användas ovanpå glidlakanet.

Drawsheet	Mini	Midi
Storlek (cm)	200x100	200x140
Artikelnummer	IM4116S	IM4118S
Inköpspris (kr)	240	240



Gliddraglakan

Beskrivning: Placeras ovanpå glidlakanet. Draglakanets undersida har en glidyta. Draglakanet förstärker funktionen förflyttning i sidled och uppåt.

Satinsheet 4D	Midi	Maxi
Storlek (cm)	200x140	200x200
Artikelnummer	IM4115S	IM4121S
Inköpspris (kr)	280	550



Gliddraglakan med handtag

Beskrivning: Placeras ovanpå glidlakanet. Draglakanets undersida har en glidyta och har handtag som kan kombineras med personlyft för förflyttningar i säng.

Satinsheet 4D	Midi	Maxi
Storlek (cm)	147x140	147x200
Artikelnummer	IM4115SH	IM4121SH
Inköpspris (kr)	390	590



Inkontinensgliddraglakan med handtag

Beskrivning: Placeras ovanpå glidlakanet. Draglakanets ovansida är försedd med absorberande inkontinensskydd och undersidan har en glidyta. Draglakanet förstärker funktionen förflyttning i sidled och uppåt. Draglakanet har handtag som kan kombineras med personlyft för förflyttning i säng.

In2S 4D	Mini	Midi
Storlek (cm)	85x90	120x140
Artikelnummer	IM4110SH	IM4140SH
Inköpspris (kr)	385	590



2. Förflyttningssystem

ISO-kod: 12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning

Användningsområde: Förskrivs till person som har svårt att genomföra förflyttning och/eller överflyttning självständigt eller med hjälp.

Förflyttningssystem med handtag: 4WayGlide system

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.com/sv

Beskrivning: Förflyttningssystem används för att underlätta assisterad förflyttning i säng av tunga och smärtekänsliga brukare. Produkten används när glidlakan och gliddraglakan inte räcker till. Används till tyngre brukare, brukare med svåra funktionshinder samt brukare med uppenbar risk för trycksår som behöver hjälp med vändningar i sängen.

Förflyttningssystemet består av två delar, ett nylonlakan som fästs på madrassen samt en glidmadrass som läggs ovanpå nylonlakanet. Nylonlakanet har en låsfunktion med en glidlucka och antihalkmaterial längs sidorna. Glidmadrassen har en utsida av bomull/polyester. Handtag längs sidorna ger greppmöjligheter och kan kopplas till personlyft.

Observera urglidningsrisken. Lämna inte brukaren ensam utan att fälla upp sänggrindarna.

Skötsel: Maskintvätt 80°C Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd.

Max brukarvikt: 200 kg

Glidmadrass 4WayGlide LPL set IM140/200LPL + IM85/200LPLNS

4WayGlide inkl. nylonlakan	
Madrassbredd (cm)	85–90
Artikelnummer	IM4309

Inköpspris: 1899:-

Vid alternativ madrassbredd finns nylonlakan i andra storlekar, se leverantörens hemsida.



Förflyttningssystem med inkontinensskydd, 2-delad glidmatta och handtag: TwinSheet4Glide

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.com/sv

Beskrivning: Förflyttningssystem används för att underlätta assisterad förflyttning i säng av tunga och smärtekänsliga brukare. Produkten används när glidlakan och gliddraglakan inte räcker till. Används till tyngre brukare, brukare med svåra funktionshinder samt brukare med uppenbar risk för trycksår som behöver hjälp med vändningar i sängen. Används till inkontinenta, sängliggande brukare som ska vändas ofta, behöver hjälp med personlig vård eller vid omläggning av sår.

Förflyttningssystemet består av två delar, ett nylonlakan som fästs på madrassen samt en 2-delad absorberande glidmadrass som läggs ovanpå nylonlakanet. Nylonlakanet har en låsfunktion med en glidlucka och antihalkmaterial längs sidorna. Glidmadrassen används för att underlätta förflyttning i alla riktningar. Glidmadrassen har handtag på undersidan som ger greppmöjligheter och kan kopplas till personlyft. Glidmadrassens nederdel kan tas bort och bytas ut om den blir smutsig.

Observera urglidningsrisken. Lämna inte brukaren ensam utan att fälla upp sänggrindarna.

Skötsel: Maskintvätt 80°C Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd.

Max brukarvikt: 200 kg

Glidmadrass TwinSheet4Glide 1-glidlucka set
IM150/75N+IM150/140N+IM85/200LPLNS

TwinSheet4Glide inkl. nylonlakan	
Madrassbredd (cm)	85–90
Artikelnummer	IM4312

Inköpspris: 2899:-

Vid alternativ madrassbredd finns nylonlakan i andra storlekar, se leverantörens hemsida



3.Överflyttningsplattform

ISO-kod: 12 31 21 Överflyttningsplattform

Användningsområde: Förskrivs till person som kan belasta sina ben men i övrig har en nedsatt förflyttnings- eller överflyttningsförmåga.

Överflyttningsplattformen kan köras med brukare stående på plattformen.

Molift Raiser Pro

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.com/sv

Beskrivning: Molift Raiser Pro är ett uppresnings- och förflyttningshjälpmedel som används inomhus på plana ytor för kortare förflyttning från en sits till en annan, till exempel mellan rullstol och säng/toalett eller stol. Kan även användas för förflyttning längre bak i rullstol. Brukarna måste vara aktiva, ha gripfunktion och kunna bära sin egen kroppsvikt.



Skötsel: Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70 % desinfektionssprit.

Max brukarvikt: 170 kg

Artikelnummer: 16090204

Inköpspris: 2795:-

Tillbehör

Trygghetsband med glidhylsa	S/M	L/XL
Artikelnummer	82528	82529

Trygghetsband	S/M	L/XL
Artikelnummer	82508	82509

Inköpspris: 369:-

Trygghetsband med bälte	S/M	L/XL
Artikelnummer	82964	82965

Inköpspris: 595:-

Övriga tillbehör se leverantörens hemsida.



4. Överflyttningsplattform med sittstöd

ISO-kod: 12 31 21 Överflyttningsplattform

Användningsområde: Förskrivs till person som kan belasta sina ben men i övrig har en nedsatt förflytnings- eller överflyttningsförmåga.

Överflyttningsplattformen kan köras med brukare sittande på sittstödet.

Sara Stedy

Leverantör: Arjo Sverige AB www.arjo.com/sv

Beskrivning: Sara Stedy används för att förflytta patient till/från stol, säng, rullstol eller toalett. Sittstödet kan vikas undan. Produkten är enbart avsedd att användas för patient som klarar att stå upp utan hjälp, som kan stå med minimal hjälp och klara av att sitta på sängkanten. Är ej avsedd för långa perioder av sittande eller förflyttning.

Skötsel: Rengör produkten genom att torka med en fuktig trasa fuktad med varmt vatten och desinficerande rengöringsmedel. Förebyggande årligt underhåll ska utföras av kvalificerad personal enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Max brukarvikt: 182 kg

Sara Steady	Standard
Totalbredd (cm)	63–88
Brukarlängd (cm)	149–193
Artikelnummer	NTB2000-SCA

Inköpspris: 7290:-

Tillbehör se leverantörens hemsida.



5. Stöd- och vändhandtag

ISO-kod: 18 18 10 Löstagbara stödskenor och handtag

Användningsområde: Förskrivs till person med förflyttningssvårigheter och/eller nedsatt balans. Gäller stödhandtag som monteras på säng.

Uppresningsstöd

Leverantör: Swereco AB www.swereco.com

Beskrivning: Uppresningsstödet Eva är avsett att användas vid säng som stöd/vändhandtag samt som skydd för att inte rulla ur sin säng.

Uppresningsstödet Adam är avsett att användas vid låg säng som stöd/vändhandtag.

Om möbelen är utrustad med förhöjningsklossar, bör dessa klossar omsluta och sitta fast i sängens ben. Produkten bör ej fästas på sängar med medar och ej heller på höj-och sänkbar säng.

Säkerhetsställ korrekt montering enligt bruksanvisning innan användning.

Uppresningsstödet består av 2 delar: golvplatta och bygel.

Skötsel: Produkten ska rengöras regelbundet och vid behov med tvållösning, ph 5–9. Produkten kan även torkas med 70% isopropano

Max brukarvikt: 150 kg respektive 120 kg (Adam hög)

Uppresningsstöd Eva/Adam golvplatta

Artikelnummer: 151060

Inköpspris: 1250:-

Uppresningsstöd Eva bygel 85 cm

Artikelnummer: 151062

Inköpspris: 550:-

Uppresningsstöd Eva bygel hög 97 cm

Artikelnummer: 151064

Inköpspris: 550:-

Uppresningsstöd Adam bygel standard

Artikelnummer: 151082

Inköpspris: 1100:-

Uppresningsstöd Adam bygel hög

Artikelnummer: 151084

Inköpspris: 1100:-



6.Fristående lyftbåge

ISO-kod: 12 31 09 fristående lyftbåge

Användningsområde: Förskrivs till person med svårighet att förflytta sig i säng.

Lyftbåge med sänglåsning

Leverantör: Human Care HC AB www.humancaregroup.se

Beskrivning: Lyftbågen används för att ändra kroppsställning i sängen och får endast användas som förflyttningshjälpmedel i säng. Lyftbågens samtliga ben och fötter måste vara i kontakt med golv vid användning.

Skötsel: Torka med fuktig trasa och mild tvällösning.

Max brukarvikt: Lyftbågen står stabilt och kan belastas med upp till 70 kg beroende på handtagets placering. Detta motsvarar en maximal patientvikt på ungefär 110 kg.

Fristående lyftbåge inklusive hylsa för sänglåsning

Artikelnummer: 896

Inköpspris: 1550:-



7. Stödstång

ISO-kod: 18 18 10 Löstagbara stödskenor och handtag

Användningsområde: Förskrivs till person med förflyttningssvårigheter och/eller nedsatt balans.

Gripo Alu

Leverantör: Svan Care AB svancare.se

Beskrivning: Stödstång som spänns mellan golv och tak, används vid förflyttning från sittande och liggande ställning till stående ställning. Kan även användas för att underlätta olika typer av förflyttning.



Skötsel: Torka med fuktig trasa och mild tvållösning.

Max brukarvikt: 150 kg

Gripo Alu för takhöjd 210 – 300 cm

Artikelnummer: 35200

Inköpspris: 4500:-

Tillbehör:

Dävert inkl två universalkopplingar hänghandtag m band

Artikelnummer: 35148

Inköpspris: 1795:-



Tvåhandsgrepp gummi inkl en universalkoppling

Artikelnummer: 35159

Inköpspris: 995:-



Vertikalt minigrepp med två universalkopplingar

Artikelnummer: 35158

Inköpspris: 995:-



Kombigrepp inkl två universalkopplingar

Artikelnummer: 35208

Inköpspris: 1795:-



Multigrepp med rotationsfäste

Artikelnummer: 35315

Inköpspris: 4024:-



Övriga tillbehör se leverantörens hemsida.

8.Stödbälte


ISO-kod: 12 31 15 Uppresningsbälte

Användningsområde: Förskrivs till person i behov av stöd och hjälp i olika förflyttningssituationer.

Supportbelt

Leverantör: Etac Sverige AB www.etac.com/sv

Beskrivning: Supportbelt används för att hjälpa brukare att resa sig upp eller sätta sig samt erbjuder stöd vid gång. Har antihalkmaterial på insidan samt ett reglerbart spänne.



Skötsel: Tvättråd Maskintvätt 80°C. Torktumling låg temperatur. Tål ej strykning. Tål ej kemtvätt. Använd inte sköljmedel eller klorin. Kan även desinficeras med LT-CIN isopropyl alkohol 72 %.

Max brukarvikt: 150 kg

Supportbelt, modell	XXS	XS	S	M	L	XL
Handtag (st)	4	4	4	6	8	10
Storlek (cm)	9x90	9x105	13x105	13x130	13x150	15x170
Längd (cm)	45–90	65–105	65–105	90–130	125–150	145–170
Artikelnummer	IM8009009	IM8010509	IM8010513	IM8013013	IM8015013	IM8017015

Inköpspris: 269:-

Öppet stödbälte

Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB

www.directhealthcaregroup.com/se

Beskrivning: Öppet stödbälte används som stöd i olika förflyttningssituationer.

Skötsel: Maskintvätt 60 – 80°C Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd.



Max brukarvikt: 200 kg

PositioningBelt	20x70 cm	17x120 cm	17x240 cm
Artikelnummer	9007S	9007L	9007XL
Inköpspris (kr)	130	240	280

Stödbälte med stuss-stöd

Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB

www.directhealthcaregroup.com/se

Beskrivning: Stödbälte utformat för att ge stöd över stussen samt motverka glid mot hud och kläder.

Skötsel: Maskintvätt 60 – 80°C Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd.



Max brukarvikt: 205 kg

ReTurnBelt	XXS	XS	S	M	L	XL
Artikelnummer	6031	6032	6033	6034	6035	6036

Inköpspris: 420:-

9. Glidbrädor och glidskivor

ISO-kod: 12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning

Användningsområde: Föreskrivs till person som har svårt att genomföra förflyttning och/eller överflyttning självständigt eller med hjälp.



Glidbräda EasyGlide

Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB


www.directhealthcaregroup.com/se

Beskrivning: För sittande överflyttning till och från rullstol, säng, toalett, bilsäte mm. EasyGlide finns i två modeller och i olika storlekar. De längre varianterna är speciellt lämpliga för överflyttning mellan rullstol och bil. Den tredelade glidskivan har böjbara sidor och är därför enkel att placera framför rullstolens hjul som skydd mot smuts.

Skötsel: Ytan på produkten kan rengöras med varmt vatten eller tvållösning. Vid behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande användas.

EasyGlide	60x25 cm	45x20 cm	60x33 cm	75x33 cm
Artikelnummer	5060	5070	5020	5050
Inköpspris (kr)	245	225	260	450

Max brukarvikt (enligt bild):



Glidskiva EasyGlide Oval / Oval mini

Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB

www.directhealthcaregroup.com/se

Beskrivning: EasyGlide oval mini används i par för att underlätta positionering längre bak i stolen. EasyGlide, oval (mini) kan också användas för att underlätta placering av benstöden vid applicering av lyftselar med delade benstöd i sittande ställning.



EasyGlide oval finns också i en större variant som används för liggande överflyttning samt för att underlätta vid placering av lyftsle.

Levereras i 2-pack.

Skötsel: Ytan på produkten kan rengöras med varmt vatten eller tvållösning. Vid behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande användas.

EasyGlide oval	Mini	Standard
Storlek (cm)	45x20	85x39
Max brukarvikt (kg)	150	300
Artikelnummer	5045	5042
Inköpspris (kr)	190	280

10. Vridplattor

ISO-kod: 12 31 06 Vridplattor

Användningsområde: Förskrivs till person som har svårt att genomföra förflyttning och/eller överflyttning självständigt eller med hjälp.

Hård vridplatta TurnTable

Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB

www.directhealthcaregroup.com/se

Beskrivning: TurnTable kan användas för sittande förflyttning mellan rullstol och säng, toalett, stol eller fåtölj.

Skötsel: Vid behov av desinficering kan 70% alkohol användas.

Max brukarvikt: 135 kg

TurnTable, med handtag	38 cm
Artikelnummer	5085

Inköpspris: 310:-



Mjuk vridplatta TurnTable Soft

Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB

www.directhealthcaregroup.com/se

Beskrivning: En mjuk vridplatta som används framför allt på stolar och sängar för att göra det enklare att vrida och vända på sig när man sitter ner.

Skötsel: Maskintvätt 60–80°C Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd

Max brukarvikt: 150 kg

TurnTable Soft	40 cm	45 cm
Artikelnummer	5087	5086
Inköpspris (kr)	350	400



Vridplatta AutoSlide för bil

Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB

www.directhealthcaregroup.com/se

Beskrivning: AutoSlide används för att lättare att komma i och ur bilen eftersom brukaren lättare kan vrida och röra sig i sidled.

Skötsel: Maskintvätt 60 - 80°C Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd

Max brukarvikt: 160 kg

AutoSlide	46x46 cm
Artikelnummer	8100

Inköpspris: 370:-



11. Glidtyg

ISO-kod: 12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning

Användningsområde: Förskrivs till person som har svårt att genomföra förflyttning och/eller överflyttning självständigt eller med hjälp.

Glidtyg

Leverantör: Human Care HC AB www.humancaregroup.se

Beskrivning: Glidtyg som används för att underlätta vid olika typer av liggande förflyttningar av brukare, vid positionering i sittande samt vid applicering av lyftsele i sittande ställning.

Skötsel: Maskintvätt 60–80°C Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd

Max brukarvikt: 150 kg

BlueMotionSlideSoft	70x70 cm	100x70 cm
Artikelnummer	BM-S-0770	BM-S-1170
Inköpspris (kr)	210	263



Andra storlekar finns, se leverantörens hemsida.

Glidtyg polstrad

Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
www.directhealthcaregroup.com/se

Beskrivning: Polstrad glidmatta som används vid vändning i säng, för att flytta brukare högre upp i sängen eller för att flytta från säng till rullstol.

Skötsel: Maskintvätt 60 – 80°C Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd.

Max brukarvikt: 300 kg

EasySlide	Polyester
Storlek (cm)	50x60
Artikelnummer	2010

Inköpspris: 240:-

Andra storlekar och material finns, se leverantörens hemsida.



Glidtyg OneWaySlide

Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB

www.directhealthcaregroup.com/se

Beskrivning: Glidmatta som underlättar rörelse bakåt men glider inte framåt, vilket gör det lättare för brukaren att inta och stanna i en bekvämare ställning i stolen.

Skötsel: Maskintvätt 60–80°C Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd

Max brukarvikt: 150 kg

Glidmatta Onewayslide tubulär	50x45 cm	50x40 cm
Artikelnummer	2070	2069

Inköpspris: 450:-

Andra storlekar och modeller finns, se leverantörens hemsida.



12. Repstege

ISO-kod: 12 31 12 Repstegar

Användningsområde: Föreskrivs till person med svårighet att ändra kroppsställning från liggande till sittande i säng.

Repstege Readygrip

Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB

www.directhealthcaregroup.com/se

Beskrivning: ReadyGrip är en handstege med åtta handtag som med hjälp av en ögla monteras i sängens fotgavel. Repstegen underlättar uppresning från liggande till sittande. Brukaren använder handtagen och sin armkraft för att dra sig själv stegvis uppåt och framåt från liggande till sittande.

Skötsel: Maskintvätt 60–80°C Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd.

Max brukarvikt: 150 kg

Repstege Readygrip	
Storlek (cm)	170x12
Artikelnummer	16090

Inköpspris: 130:-



Flexigrip

Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB

www.directhealthcaregroup.com/se

Beskrivning: FlexiGrip är en handstege med åtta polstrade handtag som med hjälp av en ögla monteras i sängens fotgavel. Repstegen underlättar uppresning från liggande till sittande. Brukaren använder handtagen och sin armkraft för att dra sig själv stegvis uppåt och framåt från liggande till sittande.

Skötsel: Maskintvätt 60–80°C Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd.

Max brukarvikt: 150 kg

Repstege Flexigrip	
Storlek (cm)	175x9
Artikelnummer	6090

Inköpspris: 390:-



13. Antihalk och förhöjningsplattor

Antihalkmatta

ISO-kod: 12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning

Användningsområde: Föreskrivs till person som har svårt att genomföra förflyttning i liggande eller sittande och/eller överflyttning självständigt eller med hjälp.



Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB

www.directhealthcaregroup.com/se

Beskrivning: AntiSlip används som antihalk under fötterna vid olika förflyttningssituationer, till exempel högre upp i säng eller uppresning.

Skötsel: Ytan på produkten kan rengöras med varmt vatten eller tvållösning. Vid behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande användas.

Max brukarvikt: 200 kg

Antislip	45x38 cm
Artikelnummer	8040

Inköpspris: 56:-

Förhöjningsplatta

ISO-kod: 18 10 15 Benstöd/fotstöd

Användningsområde: Föreskrivs till person med behov av stöd under fötterna då fötterna inte når ner till golvet, till exempel vid sittande förflyttning.

Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB

www.directhealthcaregroup.com/se



Beskrivning: FootStool är en fotpall som främst används för att höja brukarens knän för enklare och säkrare sittande överflyttningar. FootStool kan ge stöd under fötterna vid toalettbesök eller vid positionering längre bak i stol eller rullstol.

Skötsel: Ytan på produkten kan rengöras med varmt vatten eller tvållösning. Vid behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande användas.

Max brukarvikt: 200 kg

Footstool	10 cm	5 cm
Höjd (cm)	10	5
Artikelnummer	8090	8095
Inköpspris (kr)	290	199

Tillbehör:

Överdrag till höjd 10 cm

Artikelnummer: 8091

Inköpspris: 211:-

Överdrag till höjd 5 cm

Artikelnummer: 8096

Inköpspris: 198:-