

Produktguide för ramper

Skånes Kommuner avtal från och med 2025-05-01



Innehåll

Portabel ramp	2
iRamp portabel delad teleskopisk skena	2
iRamp portabel hel vikbar ramp	3
Tröskelramp gummi	4
Tröskelramp byggbar	5

Portabel ramp

ISO-kod: 183015

iRamp portabel delad teleskopisk skena

Leverantör: Feal AB

www.feal.se

Beskrivning: En teleskopisk ramp främst för manuella rullstolar. Används där höjden och längden kan variera, vid till exempel förflyttning över trappsteg, kantsten och på andra platser där man behöver utjämna nivåskillnader.

Rampen har längsgående rillor och uppåtriktade piggar som ger ett bra halkskydd. Rampen är perforerad vilket gör att den släpper igenom smuts och nederbörd. Den har 52 mm höga sidokanter, handtag som kan fällas in samt transportsäkring som hindrar rampdelarna att glida isär under transport.

Val av ramplängd: välj alltid den längsta möjliga rampen. Ju längre ramp, ju lägre lutning, ju lättare att köra uppför rampen.

Rampen är tänkt som tillfälligt bruk och ska inte ligga kvar utomhus. Rampen kan användas i alla väder men måste tas in och torkas om den blivit blöt av nederbörd.

Skötsel: Rampen ska hållas ren från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Rengörs med vanligt diskmedel och skölj rent med vatten.

Fakta	Teleskopisk ramp/skena	Teleskopisk ramp/skena 3- delad
Längd	116 – 202 cm	116 – 285 cm
Vikt	5,6 kg/styck	8,2 kg/styck
Max belastning	150 kg/styck 300 kg/par	125 kg/styck 250 kg/par
Rek. maxhöjd	40 cm	60 cm
Artikelnummer	11043	11047
Inköpspris	1007 kr/styck	1337 kr/styck



iRamp portabel hel vikbar ramp

Leverantör: Feal AB

www.feal.se

Beskrivning: En vikbar ramp med fast längd. Används när man behöver en portabel ramp och när man skall gå på rampen. Enkel att vika ut och vika ihop. Glidsäker köryta.

Val av ramplängd: Välj alltid den längsta möjliga rampen. Ju längre ramp, ju lägre lutning, ju lättare att köra uppför rampen.

Rampen är tänkt som tillfälligt bruk och ska inte ligga kvar utomhus. Rampen kan användas i alla väder men måste tas in och torkas om den blivit blöt av nederbörd.

Skötsel: Rampen ska hållas ren från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Rengörs med vanligt diskmedel och skölj rent med vatten.

Fakta	IRP 090	IRP 120	IRP 150	IRP 200
Längd (cm)	92	116	150	200
Vikt (kg)	6,5	8,7	10	14,7
Max belastning (kg)	400	400	400	400
Rek. maxhöjd (cm)	20	25	30	40
Artikelnummer	10842	10843	10844	10846
Inköpspris (kr)	2819	3169	3541	4548



Tröskelramp gummi

Leverantör: Hea Medical AB

www.heamedical.se

ISO-kod: 183015

Beskrivning: Tröskelramper av gummi jämnar på ett enkelt sätt ut hinder som till exempel trösklar både ute och inne, i bostadsrum och i badrum.

Tröskelrampen finns i höjder från 4 – 70 mm. Översidan är räfflad för att fötter och hjul skall få grepp. Bredden kan anpassas med en hobbykniv eller fintandad såg.

Levereras utan tejp, tejp finns att köpa som tillbehör. Tänk på att tejp på golv kan var svår att ta bort när tröskelrampen inte längre används.

En ramp kan få större höjd genom att man lägger en låg (4–8 mm) under. Ramperna fästs i så fall samman med dubbelhäftande tejp.

Skötsel: Rengörs med vanliga rengöringsmedel.

Höjder: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 mm

Bredd: 900 mm

Max belastning: 300 kg

Inköpspris: från 31 kr till 902 kr



Tröskelramp byggbar

Leverantör: Kvistberga

www.kvistberga.se

ISO-kod: 183015

Beskrivning: Tröskelramp Excellent jämnar på ett enkelt sätt ut hinder som till exempel trösklar både ute och inne, i bostadsrum och i badrum.

Systemet är uppbyggt av moduler som kan byggas ihop till olika kombinationer. De upphandlade ramperna är färdigmonterade.

Tröskelramperna finns i 5 olika storlekar för att klara olika tröskelhöjder.

För att fästa rampen mot golvet används en monteringsplatta med hjälp av dubbelhäftande tejp. Du kan lyfta på tröskelrampen och plattan sitter då kvar i golvet. Tröskelrampen kan sedan läggas på plats igen.

Vid behov av bredare tröskelramp än standard kan man lägga till en eller flera moduler i sidled. Lägger man till en hel modul extra blir den totala bredden på tröskelrampen 1000 mm. För att justera bredden till andra mått än standardmoduler går det bra att kapa rampen med hjälp av en fintandad såg. Hörnmoduler för att få rundade hörn samt förhöjningsremсор för att finjustera höjden, finns som tillbehör.

Skötsel: Ramperna ska hållas rena från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Ramperna kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

Fakta	1-lager	2-lager	3-lager	4-lager	5-lager	6-lager	7-lager
Bredd (mm)	750	750	750	750	750	750	750
Max belastning (kg)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Höjd (mm)	20	37	56	75	93	112	131
Artikelnummer	12660-12	12658	12654	12655	12662	12664	12756
Inköpspris (kr)	110	315	695	895	1133	1812	2342

