

Produktguide för rullstolar

Skånes Kommuners avtal från och med 2026-05-01



Innehållsförteckning

ALLROUNDRULLSTOL	2
Cross 6	2
ALLROUNDRULLSTOL FÖR BRUKARE MED HÖG VIKT	3
Cross 5 XL	3
TRANSPORTRULLSTOL	4
Transit III	4
KOMFORTRULLSTOL	5
Rea Azalea	5
AKTIV KOMFORTRULLSTOL	6
Prio 3A	6
KOMFORTRULLSTOL FÖR BRUKARE MED SPECIFIKA BEHOV	7
HD Balance	7
KOMFORTRULLSTOL SMAL	8
Rea Azalea Minor	8
RULLSTOL FÖR AKTIVA BRUKARE	9
Xact.....	9
Küschall.....	9
K-serie 2.0.....	9
KSL 2.0	9
Compact SA 2.0.....	9
Panthera	10
S3.....	10
S3 kort	10
S3 kort låg.....	10
S3 Large	10
S3 Lång.....	10
S3 Swing.....	10
U3.....	11
U3 light.....	11
X3.....	11
Quickie	11
Nitrum.....	11
Xenon2 FF	11
Xenon2 SA	11

Allroundrullstol

ISO-kod: 122203

Användningsområde: Brukaren som använder en allroundrullstol sitter i den permanent eller under stora delar av dagen. Brukaren kör själv med hjälp av armarna och/eller sparkar sig fram. Brukaren kan ha stora behov av individuellt anpassad sittkomfort och köregenskaper. Brukaren kan ibland bli körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren förflyttar sig till/från rullstolen självständigt och/eller med hjälp. Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus på varierande underlag. Brukaren har behov av att ta med sig rullstolen i personbil.

Cross 6

Leverantör: [Etac Sverige AB](#)

Beskrivning: Kryssramstol som är lätt att hantera och manövrera. Många tillbehör och inställningsmöjligheter.

Armstöd: Avtagbara med sidoskydd, massiv armstödsplatta och ställbar höjd. Andra alternativ finns som tillbehör.

Benstöd: Med fast vinkel, avtagbara och med fotstöd som kan ställas in i höjd och vinkel. Andra alternativ finns som tillbehör.

Ryggstöd: Ställbar i höjd, vinkel och form.

Ryggklädsel individuellt reglerbar med kardborreband.

Steglöst höjddjusterbar 3A-rygg 32–45/51 cm.

Standardkonfiguration höjd 40 cm.

Sittbredd: 35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5 och 50 cm.

Sittdjup: Standardchassi 36–49 cm. Långt chassi 42–55 cm.

Sitthöjd: Ställbar i höjd och vinkel.

Bak 32–53,5 cm, fram 32–57,5 cm.

Standardkonfiguration bak 45 cm, fram 47 cm.

Drivhjul: 20–26"

Standardkonfiguration 24" med rostfria drivringar, massiva däck.

Länkhjul: 4"–8" massiva

Standardkonfiguration 6" (150x34mm), massiva.

Balansläge: Flera drivhjulspositioner för inställning av balansering. Standardkonfiguration 3 (D3).

Totalbredd: Rullstolens sittbredd +22 cm

Max brukarvikt: 135 kg

Höjddjusterbara körhandtag, tipskydd/tramprör och transportfäste.

Levereras utan sittdyna

Inköpspris: 7590:-



Allroundrullstol för brukare med hög vikt

ISO-kod: 122203

Användningsområde: Brukaren som använder en allroundrullstol sitter i den permanent eller under stora delar av dagen. Brukaren kör själv med hjälp av armarna och/eller sparkar sig fram. Brukaren kan ha stort behov av individuellt anpassad sittkomfort och köregenskaper. Brukaren kan ibland bli körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren förflyttar sig till/från rullstolen självständigt och/eller med hjälp. Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus på varierande underlag. Brukaren har behov av att ta med sig rullstolen i personbil.

Cross 5 XL

Leverantör: [Etac Sverige AB](#)

Beskrivning: Kryssramstol som är lätt att hantera och manövrera. Många tillbehör och inställningsmöjligheter.

Armstöd: Avtagbara med sidoskydd, massiv armstödsplatta och ställbar höjd. Andra alternativ finns som tillbehör.

Benstöd: Med fast vinkel, avtagbara och med fotstöd som kan ställas in i höjd och vinkel. Andra alternativ finns som tillbehör.

Ryggstöd: Ställbar i höjd, vinkel och form.

Ryggklädsel individuellt reglerbar med kardborreband.

Steglöst höjjusterbar 3A-rygg 32–45/51 cm.

Standardkonfiguration höjd 40 cm.

Sittbredd: 47.5, 50, 52.5, 55, 55.7 och 60 cm.

Sittdjup: Standardchassi 36–49 cm. Långt chassi 42–55 cm.

Sitthöjd: Ställbar i höjd och vinkel.

Bak 34–53 cm, fram 34–56,5 cm.

Standardkonfiguration bak 45 cm, fram 47 cm.

Drivhjul: 20–26"

Standardkonfiguration 24" med rostfria drivringar, massiva däck.

Länkhjul: 4"–8" massiva. Observera brukarvikten för de olika storlekarna.

Standardkonfiguration 6" (150x34mm), massiva.

Balansläge: Flera drivhjulspositioner för inställning av balansering. Standardkonfiguration 3 (D3).

Totalbredd: Rullstolens sittbredd +22 cm

Max brukarvikt: 160 kg

Höjjusterbara körhandtag, tippskydd/tramprör och transportfäste.

Levereras utan sittdyna

Inköpspris: 14990:-



Transportrullstol

ISO-kod: 122203

Användningsområde: Brukaren som använder transportrullstol klarar inte att gå längre sträckor. Brukaren blir körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren som använder en transportrullstol sitter i den korta stunder till några timmar per gång. Brukaren har inga större behov av individuellt anpassad sittkomfort. Brukaren förflyttar sig till/från rullstolen självständigt och/eller med hjälp. Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus på varierande underlag. Brukaren har behov att ta med sig rullstolen i personbil.

Transit III

Leverantör: [Etac Sverige AB](#)

Beskrivning: Kryssfälld rullstol utrustad med vårdarbroms.

Armstöd: Avtagbara med sidoskydd, massiv armstödsplatta och ställbar höjd. Andra alternativ finns som tillbehör.

Benstöd: Med fast vinkel, avtagbara och med fotstöd som kan ställas in i höjd och vinkel. Andra alternativ finns som tillbehör.

Ryggstöd: Reglerbart i höjd och vinkel
Ryggklädsel individuellt reglerbar med kardborreband.

Höjjusterbart 40–47,5 cm

Standardhöjd 40 cm.

Sittbredd: 35, 40, 45 och 50 cm

Sittdjup: 42 cm

Sitthöjd: 50 cm.

Drivhjul: 16" med massiva däck.

Länkhjul: 8" (200x38mm), massiva.

Totalbredd: Rullstolens sittbredd +15 cm

Max brukarvikt: 135 kg

Höjjusterbara körhandtag, tippskydd/tramprör och transportfäste

Levereras utan sittdyna.

Inköpspris: 5995:-



Komfortrullstol

ISO-kod: 122203/122218

Användningsområde: Brukaren som använder en komfortrullstol sitter i den några timmar under dagen eller under stora delar av dagen. Brukaren har behov av lägesändring och behov av individuellt anpassad sittkomfort. Brukaren har behov av att sits- och ryggvinkel kan ändras. Brukaren blir körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren förflyttar sig till/från rullstolen med hjälp och/eller med hjälp av överflyttningshjälpmedel. Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus på varierande underlag.

Rea Azalea

Leverantör: [Invacare AB](#)

Beskrivning: Rea Azalea är en komfortrullstol med många inställningsmöjligheter och många tillbehör.

Armstöd: Avtagbara med sidoskydd, polstrad armstödsplatta och ställbar höjd. Andra alternativ finns som tillbehör.

Benstöd: Vinkelreglerbara, avtagbara och med fotstöd och vadvadstöd som kan ställas in i höjd, djup och vinkel. Andra alternativ finns som tillbehör.

Ryggstöd: Reglerbart i höjd och vinkel.

Ryggklädsel med dyna, individuellt reglerbar med kardborreband.

Höjjusterbar 54–71,5 cm.

Ryggfällning 0 till +20 grader.

Sittbredd: 39, 44, och 49 cm, steglöst justerbar +5 cm.

Sittdjup: 43–50 cm, steglöst justerbar.

Sitthöjd: 40–50 cm

Standardkonfiguration 45 cm.

Sitstilt: +1 till 25 grader

Drivhjul: 24" vårdarbromsade med rostfria drivringar, massiva däck. 16" vårdarbromsade med massiva däck. Andra alternativ finns.

Länkhjul: 8", massiva.

Totalbredd: Rullstolens sittbredd +27 cm (Azalea), +23 cm (Azalea Assist)

Max brukarvikt: 135 kg

Körbygel höjjusterbar och vinkelreglerbar, tippskydd/tramprör och transportfäste

Levereras utan sittdyna och huvudstöd.

Inköpspris: 10807:-



Aktiv komfortrullstol

ISO-kod: 122203

Användningsområde: Brukaren som använder en aktiv komfortrullstol, manövrerar ofta sin rullstol självständigt och har behov av inställningar och tillbehör som möjliggör aktivitet och självständighet. Brukaren har behov av lägesändring och individuellt anpassad sittkomfort. Brukaren har behov av att sits- och ryggvinkel kan ändras. Brukaren kör rullstolen själv med armar och/eller sparkar sig fram och blir ibland körd i rullstolen av anhöriga eller vårdpersonal. Brukaren förflyttar sig till/från rullstolen med hjälp och/eller med hjälp av överflyttningshjälpmedel. Rullstolen används inomhus och utomhus ibland i trånga miljöer och på varierande underlag.

Prio 3A

Leverantör: [Etac Sverige AB](#)

Beskrivning: En komfortrullstol med många inställningsmöjligheter och många tillbehör.

Armstöd: Avtagbara med sidoskydd, massiv armstödsplatta och ställbar höjd. Andra alternativ finns som tillbehör.

Benstöd: Med fast vinkel, avtagbara och med fotstöd som kan ställas in i höjd och vinkel. Andra alternativ finns som tillbehör.

Ryggstöd: Ställbar i höjd, vinkel och form.

Ryggklädsel ryggdyna 3D individuellt reglerbar med kardborreband.

Steglöst höjddjusterbar 3A-rygg, (46–62 cm). Standardkonfiguration höjd 40 cm.

Ryggfällning 0 till +30 grader

Sittbredd: 40, 45, 50 och 55 cm.

Sittdjup: 39–51 cm.

Standardkonfiguration 44–51 cm, läge 3.

Sitthöjd: Ställbar i höjd och vinkel.

Bak 32–53,5 cm, fram 32–57,5 cm.

Standardkonfiguration höjd 45 cm.

Sitstilt: -3 till +20 grader.

Drivhjul: 20–26"

Standardkonfiguration 24" med rostfria drivringar, massiva däck.

Länkhjul: 4"–8" massiva. Standardkonfiguration 6" (150x34mm), massiva.

Balansläge: Flera drivhjulspositioner för inställning av sitthöjd och balansering.

Standardkonfiguration E1

Totalbredd: Rullstolens sittbredd +21,5 cm

Max brukarvikt: 135 kg

Körhandtag höjddjusterbara, tippskydd/tramprör och transportfäste.

Levereras utan sittdyna och huvudstöd.

Inköpspris: 11395:-



Komfortrollstol för brukare med specifika behov

ISO-kod: 122203/122818

Användningsområde: Brukaren som använder en komfortrollstol sitter i den några timmar under dagen eller under stora delar av dagen. Brukaren har behov av lägesändring och stort behov av individuellt anpassad sittkomfort. Brukaren har specifika behov som innebär utökade krav på anpassningsmöjligheter och tillbehör. Brukaren har behov av att sits- och ryggvinkel kan ändras. Brukaren blir körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren förflyttar sig till/från rullstolen med hjälp och/eller med hjälp av överflyttningshjälpmedel. Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus på varierande underlag.

HD Balance

Leverantör: [HD Rehab AB](#)

Beskrivning: HD Balance är en komfortrollstol med många inställningsmöjligheter och många tillbehör.

Armstöd: Armstöd avtagbara med sidoskydd och polstrad armstödsplatta, reglerbara i höjd. Andra alternativ finns som tillbehör.

Benstöd: Vinkelfasta benstöd med fotplattor och vadvadstöd. Andra alternativ finns som tillbehör.

Ryggstöd: Ställbar i höjd, vinkel och form.

Ryggklädsel med dyna och individuellt reglerbart kardborreband.

Steglöst höjjusterbar rygg 55–60 cm.

Ryggfällning 0 till +30 grader.

Sittbredd: 38, 42, 46 alternativt 50 cm.

Sitthöjd: 45 cm.

Sittdjup: 38–47 cm, enkelt justerbar.

Sitstilt: 0 till +20 grader.

Drivhjul: 24" vårdarbromsade, rostfria drivringar, massiva däck (HD Balance 24). 16" vårdarbromsade, massiva däck (HD Balance 16).

Länkhjul: 175x43 mm, massiva.

Totalbredd: Rullstolens sittbredd +25 cm (HD Balance 24), +24 cm (HD Balance 16)

Max brukarvikt: 135 kg

Körbygel höjjusterbar och vinkelreglerbar, fäste för bålstöd, tippskydd/tramprör och transportfäste

Levereras utan sittdyna och huvudstöd.

Inköpspris: 20800:-



Komfortrollstol smal

ISO-kod: 122203/122218

Användningsområde: Brukaren som använder en komfortrollstol sitter i den några timmar under dagen eller under stora delar av dagen. Brukaren har behov av lägesändring och behov av individuellt anpassad sittkomfort. Brukaren har behov av att sits- och ryggvinkel kan ändras. Brukaren blir körd i rullstolen av anhöriga och vårdare. Brukaren förflyttar sig till/från rullstolen med hjälp och/eller med hjälp av överflyttningshjälpmiddel. Brukaren använder rullstolen inomhus och utomhus på varierande underlag.

Rea Azalea Minor

Leverantör: [Invacare AB](#)

Beskrivning: Rea Azalea Minor är en komfortrollstol med många inställningsmöjligheter och många tillbehör.

Armstöd: Avtagbara med sidoskydd, polstrad armstödsplatta, ställbar höjd. Andra alternativ finns som tillbehör.

Benstöd: Vinkelreglerbara avtagbara med fotplattor och vadväst reglerbara i höjd, djup och vinkel. Andra alternativ finns som tillbehör.

Ryggstöd: Ställbar i höjd, vinkel och form.

Ryggklädsel med dyna individuellt reglerbar med kardborreband.

Plan rygg finns som tillbehör.

Ryggfällning 0 till +30 grader

Sittbredd: 34, steglöst justerbar +5 cm.

Sittdjup: 38–45 cm, steglöst justerbar.

Sitthöjd: 45 cm.

Sitstilt: 1 till +25 grader.

Drivhjul: 16" och 24" vårdarbromsade med massiva däck.

Länkhjul: 6" (150x30 mm), massiva.

Totalbredd: Rullstolens sittbredd +26 cm.

Max brukarvikt: 75 kg

Körbygel höjjusterbar och vinkelreglerbar, tippskydd/tramprör och transportfäste

Levereras utan sittdyna och huvudstöd.

Inköpspris: 13319:-



Rullstol för aktiva brukare

ISO-kod: 122203

Xact

Leverantör: [Etac Sverige AB](#)

Beskrivning: Rullstol med fast ram och avtagbara benstöd.

Sittbredd: 35–50 cm.

Max brukarvikt: 100 kg sittbredd 35–42,5 cm, 135 kg sittbredd 45–50 cm.



Küschall

Leverantör: [Invacare AB](#)

K-serie 2.0

Beskrivning: Rullstol fast ram med fotbåge.

Sittbredd: 32–50 cm.

Max brukarvikt: 130 kg.



KSL 2.0

Beskrivning: Rullstol fast ram med fotbåge.

Sittbredd: 34–44 cm.

Max brukarvikt: 100 kg.



Compact SA 2.0

Beskrivning: Rullstol med kryssfälld ram och avtagbara benstöd.

Sittbredd: 28–50 cm.

Max brukarvikt: 130kg.



Panthera

Leverantör: [Panthera AB](#)

S3

Beskrivning: Rullstol fast ram med fotbåge alternativt uppfällbara fotplattor.

Sittbredd: 30–50 cm.

Max brukarvikt: 100 kg sittbredd 30–42 cm, 150 kg sittbredd 45–50 cm.



S3 kort

Beskrivning: Rullstol fast ram med fotbåge alternativt uppfällbara fotplattor.

Ramen är 50 mm kortare än S3.

Sittbredd: 30–45 cm.

Max brukarvikt: 100 kg sittbredd 30–42 cm, 150 kg sittbredd 45 cm.



S3 kort låg

Beskrivning: Rullstol fast ram med fotbåge.

Ramen är 50 mm kortare och 25 mm lägre än S3.

Sittbredd: 33–39 cm.

Max brukarvikt: 100 kg.



S3 Large

Beskrivning: Rullstol fast ram med fotbåge.

Ramen är 50 mm längre och 25 mm högre än S3.

Sittbredd: 39–50 cm.

Max brukarvikt: 150 kg.



S3 Lång

Beskrivning: Rullstol fast ram med fotbåge.

Ramen är 50 mm längre än S3.

Sittbredd: 33–50 cm.

Max brukarvikt: 150 kg.

S3 Swing

Beskrivning: Rullstol fast ram med avtagbara benstöd.

Finns även i utförande kort, lång och låg.

Sittbredd: 36–50 cm.

Max brukarvikt: 100 kg sittbredd 36–42 cm, 150 kg sittbredd 45–50 cm.



U3

Beskrivning: Rullstol fast ram med fotbåge.

U3 har till skillnad från S3 en insvängd front och 5 grader snävare benstödsvinkel.

Sittbredd: 33–45 cm.

Max brukarvikt: 100 kg sittbredd 33–42 cm, 150 kg sittbredd 45 cm.



U3 light

Beskrivning: Rullstol fast ram med fotbåge.

För brukare som kan hantera rullstol utan tippskydd.

Finns flera utförande; U3 light har normal balans och U3 light L är lättbalanserad.

Sittbredd: 33–45 cm.

Max brukarvikt: 100 kg.



X3

Beskrivning: Rullstol fast ram i kolfiber med fotbåge.

För brukare som har behov av en mycket lätt rullstol.

Sittbredd: 33–45 cm.

Max brukarvikt: 125 kg.



Quickie

Leverantör: [Sunrise Medical AB](#)

Nitrum

Beskrivning: Rullstol fast ram med fotbåge alternativt uppfällbara fotstöd.

Sittbredd: 32–50 cm.

Max brukarvikt: 125 kg.



Xenon2 FF

Beskrivning: Rullstol med kryssfälld ram och uppfällbar fotplatta.

Sittbredd: 32–46 cm.

Max brukarvikt: 110 kg.



Xenon2 SA

Beskrivning: Rullstol med kryssfälld ram och avtagbara benstöd.

Sittbredd: 32–50 cm.

Max brukarvikt: 125 kg.

